




ハートスタートFR2
HEARTSTART FR2/AED (自動体外式除細動器)



AEDボックス

救急用品も収納できるロングタイプからコンパクトタイプまで各種ご用意しました



（ハートスタートFR2用の収納ケース）
スタンド式のAEDボックス・ロングタイプは、
設置環境に応じて必要な救急用品を収納
することができます

患者様の所へ1~2分以内で到着できる場所に設置をおすすめします。

施設の医務室、受付などスタッフが常駐している場所をはじめ、

体調を悪くした人はトイレへ行く場合が多いことや、

場所の確認がしやすいといった観点からも、トイレの入口への設置をおすすめします。

また、離れた場所からも確認できるよう、設置上部の壁に取り付ける

看板等も取り揃えております。

AEDボックス

※キャビネットの設置はアンカー止めとなります(別途設置工事が必要です)

保管品

M3857A
ウォールマウント
寸法：7.0×21.5×14.0



989803136531
AEDキャビネット SMALL
寸法：38.0×42.0×15.0
重量：4.9kg
DC9Vアルカリ乾電池1本使用



PFE7023D
AEDのキャビネット (埋め込み式)
寸法：41.91×62.23×15.24
取付部：35.56×55.88×6.35
重量：9.0kg
DC9Vアルカリ乾電池2本使用



PFE7024D
AEDのキャビネット (壁掛け式)
寸法：40.64×57.15×15.24
重量：8.6kg
DC9Vアルカリ乾電池2本使用

M3858A
AEDの看板
寸法：17.7×25.4



AEDボックス

※各種ボックス・ボックス置き台の設置はアンカー止めとなります(別途設置工事が必要です)



M3K-1009
AEDボックスDC
寸法：65.0×43.0×15.0
重量：約12.0kg
DC9Vアルカリ乾電池1本使用



M3K-1100
AEDボックスAC
寸法：65.0×43.0×15.0
重量：約12.0kg
AC100V使用



M3K-1000MINI
AEDボックス表示器付
寸法：65.0×43.0×15.0
重量：約12.0kg
AC100V使用



AED-STAND
AEDボックス置き台
寸法：90.0×43.0×15.0
重量：約18.0kg

AEDボックスデラックス



AED BOX-DX
AEDボックスDX
寸法：156.0×40.0×15.0
重量：37.0kg
単3アルカリ乾電池8本使用


救急セット



AEDFK
AED救急セットFK
・脱毛テープ(12枚)
・デイスボタオル(3枚)
・ラテックスフリーグローブ(1組)
・救急用ハサミ

AEDFK-DK
AED救急セットDX-FK
・カミソリ(1個)
・デイスボタオル(5枚)
・ラテックスフリーグローブ(2組)
・テーピングはさみ(1個)

防犯用紐



M3859A
防犯用紐

※設置ポスター、ステッカーもごさいます

製造販売元
株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパン
本社 〒108-8507 東京都港区港南2-13-37 フィリップスビル
☎(0120) 556-494(代)

ご利用は

販売元
フクダ電子株式会社
本社 〒113-8483 東京都文京区本郷3-39-4
☎(03) 3815-2121(代)

お客様窓口… ☎(03) 5802-6600 / 受付時間: 月～金曜日(祝祭日、休日を除く) 9:00～18:00
フクダ電子ホームページアドレス… <http://www.fukuda.co.jp/>

ご利用の前に…
●取扱説明書および注意書をよくお読みの上正しくお使いください。